

อัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม(ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม)

No.	รายการ/วิเคราะห์	ปริมาตร น้ำ (มล.)	ภาชนะ ที่ใช้บรรจุ	วิธีการเก็บรักษา	ระยะเวลา เก็บรักษา	ค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)
1.	pH, Temperature	200	P, G	วิเคราะห์ทันที	24 ชม.	200
2.	DO	350	P, G	วิเคราะห์ทันที	-	200
3.	Turbidity, Transparency	100	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C เก็บไว้ในที่มืด	24 ชม.	200
4.	COD	200	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C+ 2 ml H ₂ SO ₄ /l	24 ชม.	300
5.	BOD	1,000	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	24 ชม.	400
6.	Chloride	200	P, G	เก็บที่อุณหภูมิห้อง	7 วัน	300
7.	Hardness	200	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	7 วัน	400
8.	Alkalinity	200	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	7 วัน	400
9.	Nitrate-N	400	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C+ 2 ml H ₂ SO ₄ /l	24 ชม.	400
10.	Phosphate-P	200	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	24 ชม.	400
11.	Acidity	200	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	24 ชม.	300
12.	SS	500	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	7 วัน	300
13.	VSS		P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	7 วัน	300
14.	TS (หรือ DS)	500	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	7 วัน	300
15.	TVS		P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	7 วัน	300
16.	Ammonia-Nitrogen	400	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C+ 2 ml H ₂ SO ₄ /l	24 ชม.	300
17.	Organic-Nitrogen	400	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C+ 2 ml H ₂ SO ₄ /l	24 ชม.	400
18.	Total-Nitrogen (TKN)	400	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C+ 2 ml H ₂ SO ₄ /l	24 ชม.	400
19.	Oil & Grease	1,000	G	แช่เย็นที่ 4 °C+ 2 ml H ₂ SO ₄ /l	24 ชม.	400
20.	Conductivity	200	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	24 ชม.	200
21.	Salinity	200	G	วิเคราะห์ทันที	-	200
22.	Settleable Solids	1,000	P, G	แช่เย็นที่ 4 °C	24 ชม.	100
23.	Sulfide	300	G	0.2 M Zinc acetate แช่เย็นที่ 4°C	7 วัน	300

P = ขวดโพลีเอทิลีน, G = ขวดแก้ว